



QRコードをスキャンして
MOVAhome APP をダウンロード
し、電動歯ブラシに接続すると、
より多くの機能が利用できます。
初めて電動歯ブラシをスマート
フォンに接続する前に、少なく
とも1回は電動歯ブラシの電源
を入れて、起動することを確認し
てください。



QRコードをスキャンすると、
製品チュートリアルと電子マニ
ュアルが表示されます

パッケージリスト

電動歯ブラシハンドル	× 1
3-in-1 ブラシヘッド	× 1
センシティブケアブラシヘッド	× 1
ワイヤレス充電ベース	× 1
取扱説明書	× 1
安全上の注意	× 1
トラベルケース	× 1

部品の説明

ブラシヘッド

3 イン 1 ブラシヘッド

優しい歯の保護、効率的なクリーニング、ホワイトニング、研磨を含むトリプル機能。あらゆる人に適しています。

センシティブケアブラシヘッド

極細で柔らかなブラシ毛を採用し、歯の隙間の奥まで届き、歯ぐきをケアしますので、歯が敏感な方にも最適です。

ステータスインジケーター

異なるブラッシングモードで異なる色を表示します

電源／モード切り替えボタン

バッテリー／Bluetooth インジケーター

ブラシヘッド保護用防塵カバー

ブラシヘッド用多機能トラベルボックス
旅行中にブラシヘッドを保管するために使用


トラベルケース

ワイヤレス充電ベース


使用説明書

- ① ブラシヘッドをハンドルに挿入します
- ② 初回使用時：長押しして作動させます
歯ブラシが動作しない場合は、ボタンを長押しして機内モードを有効/無効します。

*機内モードが有効/無効になると歯ブラシからピープ音が3回聞こえます。



- ③ 短く押すと、電源がオンになるか、モードが切り替わります。
長押しすると一時停止します。



緑色 - センシティブジェントルモード
初めて使用する歯の敏感な人に適しています


青色 - 標準クリーニングモード
日常的な使用と効率的なクリーニングを求める人々に適しています

紫色 - ホワイトニング・研磨グモード
ディープクリーニングと歯をより白くしたい人に適しています

スマート機能

スマート圧力制御：使用中に過度のブラッシング圧を検出すると、ステータスインジケータが赤色で点滅し、歯ブラシは自動的に振動数を下げて、歯が損傷する可能性を防ぎます。

機内モード：機内モードにすると、旅行時に誤って軽く触れて歯ブラシが作動してしまうのを防ぐことができます。機内モードでは、ボタンを押すとライトリングが白く光ります。歯ブラシが動作していないときは、ボタンを長押しして機内モードを有効または無効にすることができます。



ヒント：上記の機能は MOVAhome APP で有効／無効にできます。

バッテリー

バッテリー残量リマインダー


バッテリー 40 ～ 100% 20 ～ 39% 10 ～ 19% < 10%
残量

バッテリー インジケータ 緑色で点灯 オレンジ色で点灯 赤色で点灯 赤色で点滅



充電中

1. 充電ベースの電源コードを電源アダプターに接続します。
2. 歯ブラシハンドルを充電ベースに正しく設置します。
3. 充電ベースを水や液体に浸さないでください。
4. 電源プラグに液体が付着している場合は、電源と充電ベースを接続しないでください。




バッテリー残量 0 ～ 99% ： 緑色で点滅

バッテリー残量 100% ： 緑色で点灯

Bluetooth接続中 ： 青色で点滅

Bluetoothの接続完了 ： 青色で点灯



基本パラメータ

製品名	電動歯ブラシ		
モデル	ATB15A		
定格入力電圧	5V 	定格入力電力	5W
防水等級	IPX7	バッテリー容量	900mAh